



[Fiche technique]

Coussin hémostatique d'urgence 1 partie

Réf. 304095

COMPRESSIONUU

Remplace la compression manuelle en cas de forte hémorragie.

Coussin hémostatique et facile à poser.

Permet de stopper une hémorragie externe.

Le Coussin Hémostatique d'Urgence 1 Partie est un équipement essentiel pour maîtriser rapidement et efficacement les hémorragies externes graves. Conçu pour s'adapter à diverses situations d'urgence, il offre une alternative pratique à la compression manuelle, tout en garantissant une pression continue et contrôlée sur la plaie. Ce dispositif facile à utiliser est idéal pour les équipes de secours, les entreprises, et toute personne souhaitant être préparée à intervenir en cas de saignement important.

Pourquoi utiliser un Coussin Hémostatique d'Urgence ?

Lorsqu'une hémorragie externe survient, le temps est un facteur crucial. Le coussin hémostatique permet d'agir immédiatement en assurant une pression efficace sur la blessure, ce qui ralentit et stabilise le saignement sans interrompre la circulation sanguine. Il s'imbibe de sang tout en maintenant une pression constante, remplaçant ainsi la nécessité d'une compression manuelle prolongée.

Avantages clés du Coussin Hémostatique :

- Facile à poser et à utiliser : Ce coussin est prêt à l'emploi, il suffit de le positionner sur la plaie et de presser fermement. La bande élastique équipée d'un système velcro permet de maintenir la pression sans difficulté.
- Substitut à la compression manuelle : En cas d'urgence, maintenir une pression manuelle peut être épuisant et imprécis. Le coussin compressif offre une alternative efficace, réduisant le besoin d'interventions continues par un secouriste.
- Pression continue et ajustable : Grâce à la bande élastique et au système de fermeture velcro, vous pouvez ajuster la pression en fonction de la gravité de l'hémorragie, assurant un contrôle optimal du saignement tout en préservant la circulation.
- Conception ergonomique et pratique : Le coussin s'adapte parfaitement à la morphologie du corps, assurant une couverture optimale de la plaie et une pression homogène sur la zone blessée.
- Lutte contre les hémorragies sans compromettre la circulation sanguine : Contrairement à un garrot, le coussin hémostatique permet de ralentir l'hémorragie tout en laissant le sang circuler dans les vaisseaux adjacents.

Pour qui ce produit est-il destiné ?

Le Coussin Hémostatique d'Urgence 1 Partie s'adresse à :

- Les professionnels de la santé et secouristes : Ambulanciers, pompiers, et autres intervenants d'urgence apprécieront la facilité d'utilisation et l'efficacité de ce coussin compressif.
- Les entreprises et lieux publics : Avoir ce coussin dans une trousse de premiers secours est indispensable dans les environnements à risques, où des blessures graves peuvent survenir (chantiers, usines, sports extrêmes).
- Les particuliers : Si vous voulez être préparé à faire face à une hémorragie chez vous ou lors de vos activités en plein air, ce coussin hémostatique est un élément à intégrer dans votre kit de premiers secours.

Comment utiliser le Coussin Hémostatique d'Urgence ?

1. Appliquer sur la plaie : Positionnez le coussin directement sur la blessure et appuyez fermement pour engager l'action compressive.
2. Enrouler la bande élastique : Recouvrez la plaie et le coussin en enroulant la bande élastique autour de la zone blessée. Assurez-vous que la bande recouvre bien toute la surface du tampon en mousse pour garantir une pression homogène.
3. Ajuster la pression avec le velcro : Fixez la bande à l'aide du velcro et ajustez la pression en fonction de l'intensité de l'hémorragie.

Foire aux questions :

- Le coussin hémostatique peut-il remplacer un garrot ? Ce coussin est conçu pour ralentir les hémorragies graves sans stopper complètement la circulation sanguine, contrairement au garrot. Il est idéal pour les saignements externes qui nécessitent une pression continue sans bloquer l'apport sanguin.
- Le coussin est-il réutilisable ? Non, le coussin est à usage unique et doit être remplacé après chaque utilisation pour garantir son efficacité et l'hygiène.
- Est-il facile à utiliser pour un non-professionnel ? Oui, sa simplicité de conception permet une utilisation rapide et intuitive, même par des personnes non formées aux premiers secours. Il suffit de le placer et d'ajuster la bande élastique pour appliquer la pression nécessaire.

Pourquoi choisir ce Coussin Hémostatique pour vos premiers secours ?

Avoir un Coussin Hémostatique d'Urgence dans votre trousse de secours augmente considérablement vos chances de maîtriser une situation d'hémorragie sévère avant l'arrivée des secours professionnels. Que vous soyez un professionnel de la santé ou un particulier souhaitant être bien équipé, ce coussin vous offre une solution pratique, rapide et efficace pour agir face à des blessures graves. Grâce à son mécanisme de compression simple mais puissant, il constitue une véritable barrière contre les saignements incontrôlés.

Soyez prêt à toute éventualité en intégrant ce coussin hémostatique dans vos équipements de premiers secours et assurez-vous de pouvoir intervenir rapidement en cas d'urgence.

Découvrez notre gamme complète [de pansement compressif](#) ainsi que notre TOP VENTE : [coussin hémostatique](#) coupe hemo.

Où acheter coussin hémostatique?

Sur SMSP, bien évidemment.

Pour acheter un coussin hémostatique sur SMSP.fr, voici comment procéder :

1. Visitez le site SMSP.fr : Allez sur [SMSP.fr](https://www.smsp.fr) pour accéder à notre boutique en ligne.
2. Recherche du produit : Utilisez la barre de recherche du site et tapez "coussin hémostatique" pour trouver le produit spécifique. N'oubliez pas d'accepter les cookies pour que la barre de recherche fonctionne.
3. Sélectionnez le produit : Une fois le coussin hémostatique trouvé, cliquez sur le produit pour voir les détails, les spécifications, et le prix.
4. Ajoutez au panier : Si le produit correspond à ce que vous cherchez, ajoutez-le à votre panier.
5. Finalisez l'achat : Suivez les instructions pour finaliser l'achat, y compris l'ajout de vos informations de livraison et de paiement.

Informations complémentaires

Extrémités de la bande retournées pour une plus grande solidité.

Caractéristiques techniques

Marque	Dumont Sécurité
Dimensions	(Lxl) Bande élastique 100 x 10 cm non étirée. Coussin 10 x 12 cm, épaisseur 3 cm
Caractéristiques produit	Extrémités de la bande retournées pour une plus grande solidité.
Composition de l'ensemble	1 pansement absorbant en non tissé 11x12 cm sur 1 coussin en mousse médicale HR40 10x12x3 cm 1 bande extensible résistante avec système de bandes velcro
Couleur	Blanc
Stérile	Non Stérile
Conforme 10g	Non
Matière	Bande : coton 20% polyester 80%
Unité de vente	A l'unité (sous sachet plastique individuel)
Poids	57 g
Instructions d'utilisation	<ol style="list-style-type: none">1. Appliquer le coussin sur la plaie et maintenir la pression.2. Enrouler la bande en laissant déborder de chaque côté.3. Adapter la tension de la bande afin d'obtenir une pression suffisante sans stopper la circulation du sang.
Classification	Dispositif medical de classe 1
Partie du corps	
Code SH	3005100000
Référence fabricant (MPN)	550
Etanche	Non

Photos



Coussin hémostatique d'urgence en cas d'hémorragie externe



Surface absorbante coussin hémostatique d'urgence 1 partie



Dimensions coussin hémostatique d'urgence 1 partie



Application et cas d'usage coussin hémostatique d'urgence 1 partie



Coussin hémostatique d'urgence 1 partie déplié



Emballage individuel coussin hémostatique d'urgence 1 partie