



[Fiche technique]

## Pansement spray Urgo Filmogel

Réf. 304320

**Aérosol de 40ml. 40 applications en moyenne.**

**Péremption: 36 mois.**

Caractéristiques principales du spray pansement Urgo Filmogel

- Antiseptique, protège et cicatrise en cas de blessure superficielle.
- Idéal pour les zones difficiles à soigner comme les coudes et les genoux.
- Le pansement Urgo permet d'appliquer un film transparent sur la blessure à l'action antiseptique qui :
  - Protège la plaie comme une seconde peau tout en la laissant respirer,
  - Favorise la cicatrisation,
  - Résiste à l'eau et aux frottements.
- Pansement spray à renouveler aussi souvent que nécessaire, le pansement se résorbe de lui-même.  
Produit familial : adultes et enfants à partir de 1 an.

Comment enlever pansement en spray Urgo Filmogel ?

Le [pansement](#) en spray Urgo Filmogel est conçu pour créer une couche protectrice sur une plaie mineure et aider à accélérer le processus de guérison.

Pour l'enlever, suivez ces étapes :

1. Lavez-vous les mains : Assurez-vous que vos mains sont propres pour éviter de contaminer la plaie pendant le processus d'enlèvement.
2. Examinez la plaie : Avant de retirer le pansement, examinez la plaie pour vous assurer qu'elle est suffisamment guérie pour ne plus nécessiter de pansement.
3. Préparez les fournitures : Vous pouvez avoir à portée de main une paire de ciseaux propres et des cotons imbibés d'eau tiède. Ces éléments peuvent vous aider à retirer le pansement plus facilement.

4. Découpez si nécessaire : Si le pansement en spray a formé une couche épaisse et que vous avez du mal à la retirer, vous pouvez envisager de découper délicatement les bords du pansement avec des ciseaux propres pour faciliter le processus.
  5. Retirez le pansement : Prenez doucement un coin du pansement et commencez à le décoller de la peau. Assurez-vous de tirer doucement pour éviter de causer des blessures supplémentaires. Le pansement en spray Urgo Filmogel devrait normalement se détacher assez facilement.
  6. Nettoyez la plaie : Une fois le pansement retiré, nettoyez la plaie à l'eau tiède et au savon ou avec un antiseptique doux pour éliminer toute trace de Filmogel restante.
  7. Appliquez un nouveau pansement si nécessaire : Si la plaie nécessite toujours une protection, vous pouvez appliquer un nouveau pansement adapté à la taille de la plaie.
- Assurez-vous de suivre les instructions du fabricant pour l'utilisation du pansement en spray Urgo Filmogel et consultez un professionnel de la santé si vous avez des inquiétudes concernant la plaie ou son processus de guérison.

Où acheter Filmogel?

Sur SMSP, bien évidemment.

Pour acheter un Filmogel sur SMSP.fr, voici comment procéder :

1. Visitez le site SMSP.fr : Allez sur [SMSP.fr](https://www.sm-sp.fr) pour accéder à notre boutique en ligne.
2. Recherche du produit : Utilisez la barre de recherche du site et tapez "filmogel" ou "pansement spray" ou encore "urgo pansement spray" pour trouver le produit spécifique. N'oubliez pas d'accepter les cookies pour que la barre de recherche fonctionne.
3. Sélectionnez le produit : Une fois le pansement en spray trouvé, cliquez sur le produit pour voir les détails, les spécifications, et le prix.
4. Ajoutez au panier : Si le produit correspond à ce que vous cherchez, ajoutez-le à votre panier.
5. Finalisez l'achat : Suivez les instructions pour finaliser l'achat, y compris l'ajout de vos informations de livraison et de paiement.

## Informations complémentaires

Réduit le risque d'infection.

40 applications en moyenne.

Péremption: 36 mois.

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Urgo
<b>Caractéristiques produit</b>	Réduit le risque d'infection. 40 applications en moyenne. Péremption: 36 mois.
<b>Couleur</b>	Gris, Bleu
<b>Volume</b>	Aérosol de 40 ml
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	Pyroxyline (Nitrocellulose) humidifié avec environ 30% d'alcool isopropylique, d'éthanol anhydre, d'acétate d'éthyle, d'huile de ricin vierge, d'huile de germe de blé raffinée et de diméthyléther (gaz propulseur).
<b>Unité de vente</b>	A l'unité
<b>Instructions d'utilisation</b>	Nettoyer et sécher la plaie. Appliquer sur la blessure en maintenant le spray à 5-10 cm et laisser sécher une minute. Renouveler l'application aussi souvent que nécessaire.
<b>Classification</b>	Dispositif medical de classe 2a
<b>Partie du corps</b>	
<b>Code SH</b>	300590990000
<b>Référence fabricant (MPN)</b>	602730
<b>Etanche</b>	Non

## Photos



**CONTENANCE 40ml**



pansement en spray waterproof  
40 applications

urgo filmogel

filmogel urgo application

urgo spray pansement



pansement spray urgo