



[Fiche technique]

## Sachet de 3 tire-tiques O'TOM-3 tailles : petit, moyen, grand

Réf. 304185



**3 tailles : petit, moyen, grand**

**Technique mécanique pour retrait du tique : rotation du mini pied de biche**

**Made in France. Recyclable.**

Comment retirer un tique avec un titre tique?

Pour retirer une tique avec un tire-tique, suivez ces étapes :

### Matériel nécessaire :

- Un tire-tique adapté à la taille de la tique
- Un désinfectant (chlorhexidine, biseptine...)
- Des gants si possible

### Étapes à suivre :

1. Ne pas écraser la tique : Ne l'arrachez pas avec les doigts ou une pince classique, cela pourrait laisser la tête sous la peau.
2. Placer le tire-tique : Glissez-le sous la tique au plus près de la peau.
3. Tourner doucement : Faites un mouvement de rotation (comme pour dévisser) sans tirer brutalement. La tique se détachera d'elle-même.
4. Désinfecter : Appliquez un antiseptique sur la zone piquée.
5. Surveiller la zone : Pendant plusieurs jours, vérifiez qu'aucune rougeur suspecte ne se développe (risque de maladie de Lyme).

### Ce qu'il ne faut pas faire :

- Ne pas utiliser d'alcool, d'éther ou d'huile, car cela pourrait stresser la tique et lui faire régurgiter des agents pathogènes dans le sang.

Si la tique est restée plus de 24 heures ou si une rougeur en anneau apparaît autour de la piqûre, il est recommandé de consulter un médecin.

Les tiques sont de petits parasites arachnides qui peuvent transmettre des maladies lorsqu'elles se nourrissent de sang d'animaux ou d'humains. La maladie de Lyme est l'une des maladies les plus courantes transmises par

les tiques. Voici ce que vous devez savoir sur la maladie de Lyme et la manière de se protéger :

**Maladie de Lyme :**La maladie de Lyme est causée par la bactérie *Borrelia burgdorferi* et est généralement transmise par les tiques du genre *Ixodes*, également appelées tiques à pattes noires ou tiques du cerf. Les symptômes de la maladie de Lyme peuvent varier et inclure des éruptions cutanées caractéristiques en forme d'anneau appelées érythème migrant, de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires et articulaires, ainsi que des symptômes plus graves tels que des problèmes cardiaques et neurologiques si elle n'est pas traitée.

**Prévention de la maladie de Lyme :**La meilleure manière de se protéger contre la maladie de Lyme est de prendre des précautions pour éviter les piqûres de tiques lorsque vous vous trouvez dans des zones où les tiques sont présentes. Voici quelques mesures de prévention importantes :

1. Portez des vêtements appropriés : Portez des vêtements à manches longues, des pantalons longs et des chaussures fermées lorsque vous êtes à l'extérieur dans des zones boisées ou herbeuses.
2. Utilisez des répulsifs anti-tiques : Appliquez un répulsif anti-tiques sur votre peau exposée et sur vos vêtements. Recherchez des produits contenant du DEET, du picaridine ou de l'IR3535.
3. Faites des vérifications régulières : Après avoir passé du temps à l'extérieur, inspectez soigneusement votre corps, vos vêtements et vos animaux de compagnie pour détecter toute tique et retirez-la correctement.
4. Évitez les zones à risque : Si possible, évitez les zones où les tiques sont fréquentes, comme les hautes herbes, les broussailles et les zones boisées.
5. Traitez les vêtements avec un produit anti-tiques : Vous pouvez traiter vos vêtements avec un produit contenant de la perméthrine, qui repousse efficacement les tiques.
6. Lutte contre les tiques dans votre environnement : Maintenez votre pelouse tondu et éliminez les débris et les broussailles qui pourraient abriter des tiques.

Si vous êtes piqué par une tique et que vous développez des symptômes tels qu'une éruption cutanée en forme d'anneau, une fièvre ou d'autres symptômes similaires à ceux de la maladie de Lyme, consultez un professionnel de la santé. Un traitement antibiotique précoce peut être efficace pour traiter la maladie de Lyme.

L'[aspi venin](#) est disponible sur [smsp.fr](#). Consultez notre catalogue en ligne pour en savoir plus.

## Informations complémentaires

Fabriqué en France.

## Caractéristiques techniques

<b>Caractéristiques produit</b>	Fabriqué en France.
<b>Couleur</b>	Vert
<b>Utilisation</b>	Réutilisable
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	Polyacétal (polymère reconnu pour sa solidité et sa résistance aux solvants). Le polyacétal est entièrement recyclable, et peut être incinéré sans émanation de chlore.
<b>Unité de vente</b>	Par lot de 3 : 1 grand + 1 moyen + 1 petit crochet
<b>Poids</b>	7 g
<b>Classification</b>	Dispositif medical de classe 1
<b>Partie du corps</b>	
<b>Référence fabricant (MPN)</b>	20PLA3VESAC
<b>Etanche</b>	Non

## Photos



titre tique fabriqué en France



titre tique mode d'emploi



titre tique