



[Fiche technique]

## **Autopiqueur Unistik 3 - Boîte de 100**

Réf. 120029



**Autopiqueur glycémie sécurisé à usage unique.**

**Indicateur de bon positionnement.**

**Indicateur de verrouillage pour éviter toute réutilisation.**

Autopiqueur à usage unique convenant pour une utilisation sur tous types de peaux, y compris les peaux fines comme celles des enfants grâce à sa lancette très fine en biseau sur 3 côtés.

Pratique :

- Modèle à usage unique "tout en un"
- Format compact pour un transport facile
- Test de glycémie très rapide : manipulation en 2 temps (dévissage puis prélèvement)

Système sécurisé :

- La lancette se rétracte automatiquement après utilisation : toute réutilisation est impossible pour écartier tout risque d'infection ou contamination

Principe de la "zone de confort" :

- Sensation d'inconfort considérablement réduite : l'autopiqueur est doté de 8 picots qui appliquent une petite pression autour de la zone de prélèvement

Par boîte de 100 autopiqueurs pour test du niveau de glycémie dans le sang.

## Informations complémentaires

Unistik 3 s'utilise en 2 gestes seulement : 1- dévisser puis 2- prélever (voir mode d'emploi).

Stérilisation : Rayonnement ionisants ( 25KGy).

Forme de l'embase : convexe.

Pénétration maxi : 1,8 mm.

Diamètre de la lancette : 28 G (0,375mm).

Volume de l'échantillon : 15 à 30 µl.

Mode de destruction : incinération.

Date de péremption : 5 ans.

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Owen Mumford
<b>Caractéristiques produit</b>	Stérilisation : Rayonnement ionisants ( 25KGy). Forme de l'embase : convexe. Pénétration maxi : 1,8 mm. Diamètre de la lancette : 28 G (0,375mm). Volume de l'échantillon : 15 à 30 µl. Mode de destruction : incinération. Date de péremption : 5 ans.
<b>Couleur</b>	Blanc, Lilas
<b>Stérile</b>	Stérile
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	Plastique pointe métal- Sans latex
<b>Unité de vente</b>	Boite de 100
<b>Normes et Certification</b>	EN 46001
<b>Instructions d'utilisation</b>	S'utilise en 2 gestes seulement :1- dévisser puis2- prélever (voir mode d'emploi)
<b>Classification</b>	Dispositif medical de classe 2a
<b>Partie du corps</b>	
<b>Code SH</b>	9018390000
<b>Référence fabricant (MPN)</b>	AT1042
<b>Etanche</b>	Non

## Photos



autopiqueur glycémié



autopiqueur glycémié



autopiqueur glycémié usage unique



autopiqueur glycémié