



[Fiche technique]

Autopiqueur Unistik 3 - Boîte de 100

Réf. 120029



Autopiqueur glycémie sécurisé à usage unique.

Indicateur de bon positionnement.

Indicateur de verrouillage pour éviter toute réutilisation.

Autopiqueur à usage unique convenant pour une utilisation sur tous types de peaux, y compris les peaux fines comme celles des enfants grâce à sa lancette très fine en biseau sur 3 côtés.

Pratique :

- Modèle à usage unique "tout en un"
- Format compact pour un transport facile
- Test de glycémie très rapide : manipulation en 2 temps (dévissage puis prélèvement)

Système sécurisé :

- La lancette se rétracte automatiquement après utilisation : toute réutilisation est impossible pour écartier tout risque d'infection ou contamination

Principe de la "zone de confort" :

- Sensation d'inconfort considérablement réduite : l'autopiqueur est doté de 8 picots qui appliquent une petite pression autour de la zone de prélèvement

Par boîte de 100 autopiqueurs pour test du niveau de glycémie dans le sang.

Informations complémentaires

Unistik 3 s'utilise en 2 gestes seulement : 1- dévisser puis 2- prélever (voir mode d'emploi).

Stérilisation : Rayonnement ionisants (25KGy).

Forme de l'embase : convexe.

Pénétration maxi : 1,8 mm.

Diamètre de la lancette : 28 G (0,375mm).

Volume de l'échantillon : 15 à 30 µl.

Mode de destruction : incinération.

Date de péremption : 5 ans.

Caractéristiques techniques

Marque	Owen Mumford
Caractéristiques produit	Stérilisation : Rayonnement ionisants (25KGy). Forme de l'embase : convexe. Pénétration maxi : 1,8 mm. Diamètre de la lancette : 28 G (0,375mm). Volume de l'échantillon : 15 à 30 µl. Mode de destruction : incinération. Date de péremption : 5 ans.
Couleur	Blanc, Lilas
Stérile	Stérile
Conforme 10g	Non
Matière	Plastique pointe métal- Sans latex
Unité de vente	Boite de 100
Normes et Certification	EN 46001
Instructions d'utilisation	S'utilise en 2 gestes seulement :1- dévisser puis2- prélever (voir mode d'emploi)
Classification	Dispositif medical de classe 2a
Partie du corps	
Code SH	9018390000
Référence fabricant (MPN)	AT1042
Etanche	Non

Photos



autopiqueur glycémie



autopiqueur glycémie



autopiqueur glycémie usage
unique



autopiqueur glycémie