

[Fiche technique]

## Barquette d'évacuation Ferno 71s divisible

Réf. 507007



**Barquette d'évacuation 2 parties. Barquette treuillable et verticalisable. Démontable en 2 parties détachables de 108 cm de long chacune pour faciliter son rangement et son transport.**

[Barquette de transport patient](#) divisible en 2 parties dans le sens de la largeur : facile à ranger et à transporter.

**Pourquoi choisir la barquette de sauvetage en 2 partie ferno 71s ?**

Caractéristiques Clés :

- **Pliabilité et Portabilité** : La Ferno 71s peut être démontée en deux parties égales de 108 cm, facilitant ainsi sa manipulation, son stockage et son transport. Cette caractéristique permet aux équipes de secours de s'adapter rapidement aux exigences de l'environnement..
- **Assemblage Simple** : Le processus d'assemblage et de désassemblage de la barquette est simple et rapide, assurant une réactivité immédiate lors des situations d'urgence. Les parties détachables se fixent solidement, garantissant la sécurité de la victime pendant le transport.
- **Compacte et Portable** : Une fois divisée, la Ferno 71s devient extrêmement compacte, facilitant son stockage dans des espaces limités. La portabilité accrue permet aux équipes de secours d'être plus mobiles et réactives sur le terrain.

Avantages Supplémentaires :

- **Adaptabilité sur le Terrain** : La capacité de diviser la barquette offre une adaptabilité accrue dans des environnements variés, permettant aux équipes de secours de relever des défis spécifiques liés au terrain.
- **Facilité de Transport** : Les parties détachables peuvent être transportées séparément, réduisant la charge de chaque intervenant et facilitant le transport, en particulier dans des zones difficilement accessibles.
- **Rangement Efficace** : La barquette d'évacuation Ferno 71s, une fois divisée, peut être rangée de manière plus efficace dans les véhicules d'intervention, optimisant ainsi l'espace disponible.

La barquette d'évacuation Ferno 71s divisible allie la robustesse de la Ferno 71 à une conception intelligente permettant un rangement et un transport simplifiés. Offrant polyvalence et praticité, cette barquette répond aux exigences dynamiques des opérations de secours, faisant d'elle un choix stratégique pour les professionnels du sauvetage.

**Barquette Ferno idéale pour le dégagement de victimes dans les endroits étroits.**

Démontable en 2 parties détachables de 108 cm de long chacune : facilite son rangement et son transport.

Ultra solide : coque en polyéthylène haute densité thermoformée.

Armature périphérique en tube aluminium avec renforts internes.

Nettoyage et désinfection faciles : matelas en mousse lavable, plastifié et totalement imperméable aux liquides, démontable et amovible fixé par velcro.

Portage plus confortable et facile : tubes raidisseurs de gros diamètre.

12 poignées de portage sur le pourtour, y compris aux extrémités.

4 Oeillets inox sertis pour la fixation de l'élingue de treuillage.

Cordage périphérique pour fixation des sangles de victime (nombreuses possibilités).

[Comment placer le patient sur la barquette 2 parties d'évacuation Ferno 71s ?](#)

□□□□

## Informations complémentaires

Matelas soudé haute fréquence pour une étanchéité parfaite et un entretien facilité.

Cordage périphérique pour fixation des sangles de maintien.

4 trous de drainage pour laisser les liquides s'écouler, 2 au niveau de la tête, 2 au niveau des pieds.

Barquette treuillable et verticalisable.

Encombrement minimum grâce à sa largeur de 61 cm.

L'utilisation d'une élingue (en option) peut faciliter et accélérer le montage d'une ligne de câblage pour connecter directement la barquette au câble de treuillage.

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Ferno
<b>Dimensions</b>	(LxIxh) Déplié 218 x 62,5 x 19 cm. Plié 108 x 62,5 x 19 cm
<b>Caractéristiques produit</b>	Dimensions dépliée (LxIxh) : 218 x 62,5 x 19 cm Dimensions pliée (LxIxh) : 108 x 62,5 x 19 cm  Durée de vie maximale conseillée : 7 ans (en fonction des conditions d'utilisation et de stockage).
<b>Couleur</b>	Orange
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	Coque en polyéthylène haute densité thermoformée. Armature périphérique en tube aluminium avec renforts internes.
<b>Unité de vente</b>	A l'unité (sous film plastique et carton)
<b>Poids</b>	11.4 kg
<b>Charge maximale admissible</b>	272
<b>Livré avec</b>	1 enveloppe à l'intérieur de la barquette contenant 4 sangles de maintien 150 x 4,7 cm en 2 parties avec boucles métal automatiques, 1 cale-pieds et une notice
<b>Garantie</b>	1 an
<b>Normes et Certification</b>	Dispositif médical de classe 1.
<b>Entretien</b>	Désinfection aisée grâce au matelas en mousse lavable, plastifié et totalement imperméable aux liquides, démontable et amovible fixé par velcro Nettoyage à l'eau savonneuse ou avec un désinfectant doux du commerce Remplacement des sangles abîmées ou du matelas en mousse si nécessaire
<b>Classification</b>	Dispositif medical de classe 1
<b>Partie du corps</b>	
<b>Code SH</b>	3926909790
<b>Référence fabricant (MPN)</b>	0107101
<b>Etanche</b>	Non
<b>Accessoires et Consommables</b>	Réf. 507111 - Elingue de treuillage à inclinaison réglable Réf. 509506 - Sac de rangement pour barquette Ferno 71 et 71S Réf. 507013 - Bouée de flottaison pour barquette d'évacuation Ferno 71 et 71S Réf. 507012 - Bras de perfusion pour barquette FERNO 71 et 71S Réf. 507641 - Couverture patient pour barquette d'évacuation Ferno 71 et 71S

## Photos



Barquette d'evacuation Ferno  
71s divisible



Barquette d'evacuation Ferno  
71s divisible



L=218 CM  
l=62.5 CM  
H=19 CM

Barquette d'evacuation Ferno  
71s divisible