



[Fiche technique]

Champ stérile Foliodrape non troué

Réf. 304112 - 304113 - 304115 - 304117 - 304124

STÉRILE

Disponible en plusieurs tailles: 37x45cm, 50x50cm, 75x75cm, 150x190cm

Utilisation des champs stériles en soins d'urgence et premiers secours

Hors du milieu hospitalier, les champs stériles Foliodrape non troués jouent un rôle essentiel en soins d'urgence et en secourisme, où l'asepsie est primordiale malgré des conditions d'intervention souvent précaires.

1. Utilisation par les secouristes et services d'urgence

Les pompiers, équipes du SAMU, ambulanciers et secouristes utilisent les champs stériles dans plusieurs situations :

- Prise en charge des plaies graves : pour créer un environnement propre lors de la pose de pansements compressifs ou sutures temporaires.
- Intervention sur des brûlures : afin d'éviter la contamination des tissus fragilisés avant un transfert hospitalier.
- Procédures médicales en milieu extrahospitalier : pose d'un cathéter, intubation, drainage, nécessitant une zone de travail stérile.

2. Médecine de catastrophe et interventions en conditions extrêmes

Dans les situations où l'accès aux infrastructures médicales est limité (accidents de grande ampleur, catastrophes naturelles, terrains difficiles) :

- Les champs stériles permettent de délimiter une zone d'intervention propre pour les gestes médicaux en milieu ouvert.
- Ils peuvent être utilisés comme surface stérile temporaire pour poser du matériel médical (instruments, compresses, solutions antiseptiques).
- En cas d'absence de brancard ou de support propre, ils servent à isoler le patient du sol pour éviter tout contact avec des surfaces contaminées.

3. Usage en médecine humanitaire et secours en zones isolées

Les équipes humanitaires intervenant dans des zones en crise (guerres, épidémies, missions en milieu reculé) utilisent ces champs pour :

- Assurer un minimum d'asepsie lors de soins prodigués en extérieur ou sous tente médicale.
- Faciliter la prise en charge des patients blessés sans accès immédiat à un hôpital.

Informations complémentaires

2 couches: une feuille polyéthylène souple stratifiée sur une feuille d'absorbant non tissé en polypropylène hydrophile.

Résiste à l'abrasion et évite les peluches.

Utilisable pour la protection stérile du mobilier opératoire.

Stérilisé à l'oxyde d'éthylène.

Péremption : 5 ans après la stérilisation.

Sans latex, phtalates, ni colophane.

Caractéristiques techniques

Marque	Hartmann
Caractéristiques produit	Résiste à l'abrasion et évite les peluches. Stérilisé à l'oxyde d'éthylène. Péremption : 5 ans après la stérilisation. Sans latex, phtalates, ni colophane.
Couleur	Bleu
Stérile	Stérile
Conforme 10g	Non
Matière	2 couches: une feuille polyéthylène souple stratifiée sur une feuille d'absorbant non tissé en polypropylène hydrophile.
Normes et Certification	Norme NF EN 13795.
Classification	Dispositif médical de Classe 1s
Partie du corps	
Etanche	Non

Références

- Réf. 304117** Champ stérile Foliodrape - 37 x 45 cm
Unité de vente : Boite de 125
- Réf. 304115** Champ stérile Foliodrape - 50 x 50 cm
Unité de vente : Boite de 100
- Réf. 304112** Champ stérile Foliodrape - 75 x 75 cm
Unité de vente : Boite de 50
- Réf. 304124** Champ stérile Foliodrape - 150 x 190 cm
Unité de vente : Boite de 18

Photos



4 tailles de champ stérile non troué stérile



boite de 125 champ stérile non troué stérile 45*37 cm



boite de 100 champ stérile non troué stérile 50*50 cm



boite de 50 champ stérile non troué stérile 70*70 cm



boite de 18 champ stérile non troué stérile 190*150cm



champ stérile non troué stérile double couche absorbant et étanche