



[Fiche technique]

## **Attelle coude au corps à usage unique Sober**

Réf. 240400

### **Attelle d'urgence à utiliser en cas de traumatologie du bras : fracture, luxation ou entorse.**

Attelle d'urgence à utiliser en cas de traumatologie du bras : fracture, luxation ou entorse.

Attelle épaule convient parfaitement pour placer la victime en position de coude au corps.

Le Coudocor non tissé à usage unique de SOBER est étudiée et conçue pour immobiliser parfaitement l'épaule, la ceinture scapulo-humérale et un membre supérieur en général.

Taille unique.

Gamme Coudocor Sober

Vous cherchez une [attelle pied](#) ? Trouvez-le facilement sur [smsp.fr](http://smsp.fr).

## **Informations complémentaires**

Taille unique.

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Sober
<b>Dimensions</b>	29 x 22 x 3 cm
<b>Caractéristiques produit</b>	Taille unique.
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	Polyamide, polyester, polypropylène Sans latex Sans phtalates Sans nickel Absence de produit d'origine animale ou biologique
<b>Unité de vente</b>	A l'unité
<b>Poids</b>	46 g
<b>Instructions d'utilisation</b>	Placer le bras dans le manchon en tissu non-tissé Passer la sangle d'épaule dans le dos et sur l'épaule opposée Passer la sangle autour de la taille
<b>Entretien</b>	Ne pas utiliser le dispositif en contact direct avec des pommades ou gels, protéger la zone sur laquelle sont appliqués ces produits avant la mise en place du dispositif
<b>Classification</b>	Dispositif medical de classe 1
<b>Partie du corps</b>	
<b>Code SH</b>	9021101000
<b>Référence fabricant (MPN)</b>	COUD-NT/S
<b>Quelle fonctionnalité recherchez vous?</b>	Souple
<b>Quel age a la victime que vous souhaitez transférer?</b>	Adulte
<b>Quelle configuration du produit recherchez-vous?</b>	A l'unité
<b>Etanche</b>	Non

## Photos

---

