



[Fiche technique]

Solution de chlorure de sodium Naci 0,9% Plum pour lavage oculaire

Réf. 970500 - 970506

**Pour un rinçage en douceur de l'œil, suite à l'introduction d'un corps étranger.
Solution de chlorure de sodium 0,9% : élimine saletés, poussières et corps étrangers.
Très proche du liquide lacrymal sécrété naturellement**

- Dans le cas d'un accident oculaire, chaque seconde compte.
Un lavage rapide empêche aux corps étrangers de s'imprégner dans le tissu oculaire et de causer de sérieux dommages.
- Ultra efficace :
 - Flacon rince œil PLUM avec une solution de chlorure de sodium (0,9%) pour lavage oculaire (saletés, poussières, copeaux...).
 - Cette solution ultra efficace correspond à la valeur physiologique des yeux.
- Très facile d'utilisation :
 - Facile d'utilisation avec son oeillère ergonomique maintenant l'oeil ouvert.
 - Etiquette avec pictogramme d'instruction facilitant l'utilisation.
- Recommandation d'utilisation :
 - Il est recommandé de procéder à un lavage de l'œil pendant au moins 5 minutes.
 - Pour un rinçage efficace, il est conseillé d'utiliser la totalité du flacon.
- - A usage unique, il peut également être utilisé comme flacon de rechange pour station lave œil mural ou coffret étanche.
 - Format pratique permettant de se glisser facilement dans [vos trousse de secours](#) et [armoires à pharmacie](#).
 - Livré avec un bouchon de protection contre la poussière.
 - Péremption des flacons hermétiquement scellés et non ouverts : au moins 3 ans à partir de la date de production.
- Découvrez notre gamme complète de [lave oeil](#).

Informations complémentaires

Avec une oëillère ergonomique qui adopte les courbes naturelles de l'oeil, rendant le rinçage plus hygiénique. Durée de vie 3,5 ans.

Caractéristiques techniques

Marque	Plum
Caractéristiques produit	Avec une oëillère ergonomique qui adopte les courbes naturelles de l'oeil, rendant le rinçage plus hygiénique. Durée de vie 3,5 ans.
Couleur	transparent
Stérile	Stérile
Volume	500 ml
Conforme 10g	Non
Unité de vente	A l'unité
Poids	0.57 kg
Livré avec	Instructions d'utilisation claires.
Instructions d'utilisation	Temps de lavage recommandé : au moins 5 minutes soit la totalité du flacon de 500 ml Ouverture facile et prise en main rapide. Il suffit de tourner l'oëillère dans le sens indiqué par les flèches pour briser l'opercule et ouvrir le flacon. Presser légèrement le flacon pour que le liquide glisse doucement dans l'oeil. Le lavage s'effectue tête en arrière mais peut également s'effectuer tête en avant en restant tout aussi efficace.
Classification	Dispositif médical de Classe 1
Partie du corps	
Etanche	Non

Références

Réf. 970506	Solution de chlorure de sodium Naci 0,9% Plum pour lavage oculaire - 200ml
Réf. 970500	Solution de chlorure de sodium Naci 0,9% Plum pour lavage oculaire - 500ml

Photos



Solution de chlorure de sodium
Naci 0,9% Plum pour lavage
oculaire

2 CHOIX

200mL



500mL

Solution de chlorure de sodium
Naci 0,9% Plum pour lavage
oculaire



plum
Safety



Solution de chlorure de sodium
Naci 0,9% Plum pour lavage
oculaire