



[Fiche technique]

## Mini Anne Plus - Pack 10 mannequins gonflables secourisme Laerdal

Réf. 322337

**Mannequins réutilisables et durables. Conçus pour résister à 300 000 compressions au minimum, soit 100 cours de RCP. Idéal pour enseigner les gestes de premiers secours à un groupe d'apprenants.**

- Chaque mannequin est réutilisable grâce à l'utilisation des consommables et durables grâce à leur haute résistance.
- Le pack de 10 mannequins Mini anne plus est livré avec : 10 tapis de sols, 10 sacs de gonflage, 1 sac de transport, 2 sacs collecteurs en maille, 10 masques faciaux, 50 lingettes désinfectantes, 50 voies respiratoires.
- Afin d'éviter les risques de contamination croisée pendant la formation : utilisez les [masques de visage mini anne plus](#) et [les voies respiratoire mini anne plus](#).
- Les avantages de ce performant et économique mannequin Laerdal :
  - Apprentissage très réaliste grâce au sélecteur : simulation de différentes corpulences avec la possibilité de changer la résistance à la compression.
  - Plusieurs personnes formées simultanément jusqu'à 10 personnes : chacun peut s'exercer plus longtemps.
  - Mannequin Laerdal solide, durable et réutilisable : environ 300 000 compressions, soit 100 cours de RCP.
  - Facile et pratique à nettoyer.
  - Complet, chaque apprenant dispose d'un tapis de sol.
- Les apprenants peuvent ainsi appréhender le bon rythme et la bonne profondeur des compressions d'une RCP de qualité.
- Le plus : un sac de gonflage ingénieux ! Ce sac permet de gonfler le mannequin de secourisme de manière hygiénique et totalement innovante.
- A découvrir également chez SMSP :
  - Le [mannequin de secourisme little anne QCPR](#)
  - Le [pack de 3 mannequin secourisme Little family QCPR](#)
  - La gamme complète [de mannequin SST](#)

A propos de RCP: Le saviez-vous?

L'exemple du Danemark. Au Danemark en 2005 et en Norvège en 2006, des campagnes nationales dans les écoles ont permis de former plus de 120.000 personnes au Danemark et 200.000 personnes en Norvège en moins de 6 semaines! Suite à cette initiative, le taux de survie a triplé sur 3 critères:

- 3x Augmentation du taux de RCP par des témoins
- 3x Augmentation du nombre de victimes vivantes à leur arrivée à l'hôpital
- 3x Augmentation du nombre de patients en vie après 30 jours

Par ailleurs, des études ont montrées qu'un élève forme à son tour 3 personnes.

En optant pour l'initiation, il n'y a que du positif.

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Laerdal
<b>Dimensions</b>	(Lxlxh) Kit complet 80 x 41 x 30 cm. Le mannequin 33 x 40 x 6 cm
<b>Caractéristiques produit</b>	Dimensions (Lxlxh) Kit complet 80 x 41 x 30 cm. Le mannequin 33 x 40 x 6 cm Poids Kit complet 13,5 kg. Mannequin 0,750 kg
<b>Couleur</b>	Gris, Rouge
<b>Utilisation</b>	Réutilisable
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	
<b>Unité de vente</b>	Kit de 10
<b>Poids</b>	Kit complet 13,5 kg. Mannequin 0,750 kg
<b>Livré avec</b>	10 mannequins, 10 tapis de sol, 10 sacs de gonflage, 1 sac de transport, 2 sacs collecteurs en mailles, 10 masques faciaux, 50 lingettes désinfectantes, 50 voies respiratoires
<b>Garantie</b>	1 an
<b>Instructions d'utilisation</b>	Les éléments suivants peuvent décolorer le mannequin : <ul style="list-style-type: none"><li>• Pigments de rouge à lèvres et stylos</li><li>• Gants en latex.</li></ul> Température de fonctionnement : de +5 °C à +35 °C.
<b>Entretien</b>	Nettoyez régulièrement toutes les peaux à l'eau chaude savonneuse ou à l'aide des pochettes désinfectantes « Manikin Wipe » de Laerdal. Température d'entreposage : de -10 °C à +50 °C.
<b>Classification</b>	Non concerne
<b>Partie du corps</b>	
<b>Référence fabricant (MPN)</b>	106-00550
<b>Accessoires et Consommables</b>	Réf. 322334 - Voies respiratoires pour mannequin Mini Anne Plus - Laerdal - Par 50