



[Fiche technique]

Pansement Urgo extensible dimensions 20x72mm couleur chair - La boite de 1000

Réf. 120047

Pansement extensible de haute tolérance cutanée. Avec compresse centrale neutre permettant un retrait facile et indolore.

Dimensions 20x72mm Couleur chair

- Pansement extensible de haute tolérance cutanée.
- Avec compresse centrale neutre permettant un retrait facile et indolore.
- Son support en non tissé extensible en tous sens permet de suivre tous les mouvements de la peau offrant ainsi un confort optimal.

Informations complémentaires

Traité hydrophobe, masse adhésive acrylique.

Présenté avec deux ailettes de préhension en polyéthylène.

Adhésivité prolongée dans le temps et pouvoir compressif grâce aux propriétés d'extensibilité. Compresse centrale non-tissé à forte absorption.

Pansement discret avec sa couleur chair.

Péremption: 5 ans.

Indiqué pour :

-La protection après injection ou prise de sang.

-La protection des petites plaies ou coupures sur toutes les parties du corps, en particulier pour les peaux sensibles.

-La compression après prise de sang pour éviter la formation d'hématome.

Caractéristiques techniques

Marque	Urgo
Dimensions	20 x 72 mm
Caractéristiques produit	Traité hydrophobe, masse adhésive acrylique. Présenté avec deux ailettes de préhension en polyéthylène. Adhésivité prolongée dans le temps et pouvoir compressif grâce aux propriétés d'extensibilité. Compresse centrale non-tissé à forte absorption. Péremption: 5 ans.
Couleur	Chair Clair
Conforme 10g	Non
Matière	Compresse en viscose recouverte d'un film polyéthylène anti-adhérent.
Unité de vente	Sachet individuel en Boite de 1000
Normes et Certification	Dispositif médical de classe 1
Instructions d'utilisation	Nettoyer, désinfecter, rincer et sécher soigneusement la plaie et son pourtour. Appliquer le pansement en lissant soigneusement les bords. A renouveler au moins deux fois par jour.
Classification	Dispositif medical de classe 1
Partie du corps	
Code SH	300510000000
Référence fabricant (MPN)	754047

Photos

