



[Fiche technique]

## Thermomètre frontal et auriculaire Family Scan III

Réf. 999002

**Pour une mesure efficace et rapide de la température de toute la famille.**

**Thermomètre family scan très pratique grâce à ses multiples usages.**

**Avec prise de mesure auriculaire et frontale**

- Thermomètre family scan très pratique grâce à ses multiples usages :
  - Température corporelle avec prise de mesure auriculaire et frontale.
  - Mesure de l'air ambiant.
  - Température des biberons pour bébé.
  - Température du bain
- Les atouts du thermomètre sans contact :
  - Utilisation sans contact, très hygiénique.
  - Mesure instantanée de la température en 0,1 seconde.
  - Fonctionne avec un système à infrarouge de 3ème génération.
  - Ne nécessite pas de couvre-sondes.
  - Mesure entre 10 et 50°C
  - Mémorisation de la prise de température précédente
  - Alarme si la fièvre est supérieur à 38°C
- Découvrez notre large gamme [de thermomètre médical](#).

## Informations complémentaires

Plage de mesure : 10 °C et 50 °C

Garde en mémoire la dernière mesure

Précision :

+/- 0,20°C entre 36°C et 39°C

+/- 0,3°C en dessous de 36°C et au dessus de 39°C

## Caractéristiques techniques

<b>Dimensions</b>	(LxIxp) 13,1 x 3,2 x 1,8 cm
<b>Caractéristiques produit</b>	Plage de mesure : 10 °C et 50 °C Garde en mémoire la dernière mesure Précision : +/- 0,20°C entre 36°C et 39°C +/- 0,3°C en dessous de 36°C et au dessus de 39°C Durée de vie 5000 mesures
<b>Couleur</b>	Blanc, Bleu
<b>Alimentation</b>	1 pile CR 2032 V (incluse)
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	
<b>Unité de vente</b>	A l'unité
<b>Poids</b>	49 g
<b>Autonomie</b>	5000 mesures
<b>Livré avec</b>	Housse de protection, pile CR 2032
<b>Garantie</b>	3 ans
<b>Instructions d'utilisation</b>	Un bip sonore annonce la fin de mesure
<b>Classification</b>	Dispositif medical de classe 2a
<b>Partie du corps</b>	
<b>Code SH</b>	901890100000
<b>Référence fabricant (MPN)</b>	FAMILLY SCAN III