



[Fiche technique]

Trousse de cuisse premier secours 10x21x20cm Quickaid's système Molle

Réf. 252010 -252013

Système d'attache Molle

Tissu 1000 deniers

2 coloris au choix : noir ou rouge

Quels sont les bénéfices que m'offre la trousse de cuisse secours ?

"Rapidité et Facilité"

Un sac de jambe de premiers secours est une trousse de premiers secours portable qui peut être portée à la cuisse pour une accessibilité rapide et facile en cas d'urgence. Elles sont souvent utilisées pour les activités de sauvetage ou d'intervention d'urgence et peuvent inclure des articles tels que des pansements, des bandages, des médicaments, et des gants en latex ou encore des outils pour enlever des corps étrangers.

Les bonnes pratiques avec ma trousse de secours Quickaid's ?

"L'inventaire du matériel est crucial"

Il est important de s'assurer que le contenu de la trousse soit régulièrement examiné et remplacé (si besoin) pour s'assurer qu'elle est prête à être utilisée en cas d'urgence. Adaptez au maximum votre trousse en fonction de votre périmètre d'intervention.

Pourquoi choisir la trousse médicale Elite Bags Quickaid's ?

"Un produit idoine pour le mouvement"

La trousse de secours quickaid's est le produit de référence pour les professionnelles de la santé, comme les ambulanciers, étant toujours en mouvement et souhaitant gagner du temps lors de leurs interventions. Grâce à sa grande taille et à ses nombreux espaces de rangement compartimenté, cette trousse de premiers soins devient un outil qui vous permet une organisation efficace de votre matériel d'urgence et de soins pour un accès rapide lors de vos interventions. Selon vos goûts, la trousse de secours quickaid's est disponible en 2 coloris : rouge et noir.

Quelles sont les spécificités de la trousse de secours Quickaid's ?

Dragonne



Qui permet un port facile et un accès rapide en cas d'urgence. Ce cordon peut être ajusté à la longueur souhaitée pour s'adapter à la taille de la personne ou être fixé à un sac à dos ou à une ceinture pour une portabilité encore plus facile. Avoir un cordon auxiliaire pour une trousse de premiers secours peut être particulièrement utile pour les activités de sauvetage.

Fermeture éclair réfléchissante



Vous permet
d'être visible
dans des
conditions de
faible luminosité
ou sombres.
Cela peut être
particulièrement
utile pour les
sauvetages et
interventions où
la visibilité est
limitée.



Marquage réfléchissant haute visibilité jour/nuit



Ce marquage vous aide à localiser rapidement la trousse de premiers secours en cas d'urgence, ce qui peut être particulièrement utile pour les interventions où la visibilité est limitée. Ce marquage réfléchissant vous permet une meilleure visibilité de votre sac médical, donc une accessibilité plus rapide de votre matériel en cas d'urgence.

Velcro avant personnalisable



Vous permet de reconnaître votre sac médical lors de vos interventions, donc d'éviter de confondre votre trousse de secours parmi toutes les troussees présent sur les lieux d'intervention.



Velcro avec la croix bleue des ambulances



Languette réfléchissante ajustable



Un système de fermeture ajustable qui permet d'adapter la taille de la sacoche médicale à la quantité d'articles de premiers secours stockés dans le sac, ainsi qu'à la taille du corps de la personne qui porte le sac. Vous offre un meilleur ajustement, un meilleur confort, mais aussi, une meilleure protection pour les articles de premiers secours à l'intérieur du sac médical en évitant des mouvements excessifs des articles à l'intérieur du sac. Un prix dégressif pour le marquage selon la quantité commandée.

Fermeture rapide par velcro



Les languettes de rangement sur les deux côtés du sac vous permettront de ranger le matériel que vous utilisez le plus fréquemment, afin de vous éviter une ouverture et fermeture répétée du sac médical.



Systeme d'ancrage des jambes ajustables



Système ajustable de maintien et de fixation qui vous permet de fixer votre trousse de premiers secours à la jambe. En utilisant un système d'ancrage des jambes, vous avez un accès rapide et facile à votre trousse de premiers soins, même lorsque vous êtes en mouvement.



Systeme MOLLE



Le système MOLLE (matériel léger modulaire de transport de charge) vous permet de personnaliser votre équipement en fonction de vos besoins spécifiques. Le système MOLLE comprend des rangées de bandes de nylon robustes, appelées PALS (Pouch Attachment Ladder System), qui sont cousues sur l'équipement, permettant d'attacher différentes poches, étuis et autres accessoires. Le système MOLLE vous offre une adaptabilité de votre trousse de secours Quickaid's pour le transport de l'équipement et permet une reconfiguration facile selon vos besoins.

Systeme d'ouverture rapide avec verrouillage de sécurité



Ce dispositif vous permet le détachement et l'attachement rapide et à l'aide d'une seule main de votre trousse de secours. Le mécanisme de verrouillage sécurise la fermeture pour éviter que la poche ne se détache accidentellement. Vous permet un accès rapide et facile à l'intérieur de votre trousse de premiers secours. Le Velcro peut être ouvert et fermé rapidement et facilement, ce qui peut être particulièrement utile en cas d'urgence où il est important d'avoir un accès rapide à des articles de premiers secours. De plus, le Velcro peut également être ajusté pour s'adapter à la taille souhaitée, ce qui peut aider à éviter les problèmes de stockage inutile ou de mouvements excessifs des articles à l'intérieur du sac.

Bande élastique et 3 poches ajustables : rangement compartimenté



La trousse Quickaid's contient des poches réglables pour des articles tels que des pansements, des bandages, des médicaments et des outils. Cela permet une organisation efficace de votre matériel et une utilisation optimale de l'espace à l'intérieur de la trousse de premiers secours. Ces espaces de rangement vous aideront à préserver les articles de premiers secours et à garantir un accès facile à ces articles en cas d'urgence. De plus, en utilisant des poches ajustables avec rangement compartimenté, il vous est possible de personnaliser la trousse de premiers secours en fonction de ses besoins spécifiques.

Besoin d'un [ampoulier](#) ? Il est présent dans notre catalogue sur smsp.fr.

Informations complémentaires

Système d'ouverture à double fermetures Éclair.

Bandes élastiques ajustées par velcro.

Trou d'évacuation à la base du sac.

Badges velcro pour identification.

Bande velcro rouge pour localiser la poignée principale du kit.

Présentation intérieure pouvant être divisée en deux parties principales grâce au rabat du milieu amovible.

Bandes élastiques et poches filets.

Panneaux latéraux avec poches élastiques.

Poche centrale avec système d'ouverture réglable.

Caractéristiques techniques

Marque	Elite Bags
Dimensions	(L x l x h) : 10 x 21 x 20 cm
Caractéristiques produit	Système d'ouverture à double fermetures Éclair. Bandes élastiques ajustées par velcro. Trou d'évacuation à la base du sac. Badges velcro pour identification. Bande velcro rouge pour localiser la poignée principale du kit. Présentation intérieure pouvant être divisée en deux parties principales grâce au rabat du milieu amovible. Bandes élastiques et poches filets. Panneaux latéraux avec poches élastiques. Poche centrale avec système d'ouverture réglable.
Volume	4.2 l
Conforme 10g	Non
Matière	1000D polyester
Poids	530 g
Charge maximale admissible	4 kg
Partie du corps	
Étanche	Non
Accessoires et Consommables	Réf. 290918 - Ampoulier médical semi-rigide - 112 ampoules

Références

Réf. 252010	Trousse de cuisse premier secours 10x21x20cm Quickaid's avec système Molle - Coloris Rouge Couleur : Rouge
Réf. 252013	Trousse de cuisse premier secours 10x21x20cm Quickaid's avec système Molle Coloris Noir Couleur : Noire

Photos



Trousse de cuisse premier secours
10x21x20cm Quickaid's avec système
Molle



Trousse de cuisse premier secours
10x21x20cm Quickaid's avec système
Molle



Trousse de cuisse premier secours
10x21x20cm Quickaid's avec système
Molle