



[Fiche technique]

Vérification Défibrillateur Zoll et Cardiac Science

Réf. 282255

Visite annuelle assurée par nos équipes agréées par le constructeur pour vérifier le bon fonctionnement des appareils.

Conforme à l'obligation de maintenance des dispositifs médicaux de classe II b.

L'installation d'un défibrillateur est une démarche très importante pour permettre l'intervention lors d'un arrêt cardiaque.

Tous les défibrillateurs que nous distribuons réalisent des autotests périodiques pour certifier leur bon fonctionnement.

En cas de besoin, il faut tout de même régulièrement contrôler que le défibrillateur n'indique aucun défaut et que les consommables sont à jour.

SMSP met à votre disposition un service de vérification et de suivi de vos défibrillateurs ZOLL et Cardiac Science.

Cette prestation est assurée par nos équipes en lien avec nos partenaires fabricants. Notre équipe est dûment agréée

par le constructeur du matériel pour en effectuer la maintenance qui s'effectuera selon les prescriptions du constructeur.

La prestation de vérification défibrillateur consiste en une visite annuelle pour s'assurer du bon fonctionnement des appareils.

Elle permet de contrôler l'état de l'appareil, relever les éventuels défauts d'autotest pendant l'année, assurer le remplacement des consommables, précise une traçabilité précise en vous remettent un certificat de conformité.

Voici tous les éléments vérifiés sur votre défibrillateur :

- Vérification visuelle complète
- Relevé informatique des autotests
- Contrôle de la date des électrodes
- Vérification de fonctionnement visuels et sonore
- Emission d'un certificat de conformité

Ces visites sont également une occasion d'échanger autour de la défibrillation pour vérifier la bonne mise en place des appareils, mais également répondre à toutes vos questions quant à l'utilisation d'un défibrillateur automatisé externe.

Découvrez notre gamme complète de [défibrillateur automatique](#).