



[Fiche technique]

## **Alcool isopropylique 70° - Flacon de 60**

Réf. 307223

Alcool isopropylique adapté au nettoyage de la peau suite à un AES (Accident d'Exposition au Sang) ou à des produits biologiques.

### **Informations complémentaires**

Application cutanée, bain local ou compresse imbibée

A utiliser sur peau saine

Bague de sécurité d'ouverture

## Caractéristiques techniques

<b>Caractéristiques produit</b>	Application cutanée, bain local ou compresse imbibée A utiliser sur peau saine Durée de vie 3 ans flacon non ouvert avec bague de sécurité
<b>Utilisation</b>	Usage unique
<b>Volume</b>	60 ml
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	Eau Alcool isopropylique 70°
<b>Unité de vente</b>	A l'unité
<b>Normes et Certification</b>	Biocide TP01
<b>Instructions d'utilisation</b>	Mettre des gants. Nettoyer la zone souillée avec de l'eau et un savon, puis rincer. En cas de souillure d'un doigt avec un matériel souillé ou en contact avec du sang : tremper le doigt blessé dans le flacon contenant la solution et le laisser immerger pendant un minimum de 10 minutes. Attention, se prémunir contre le débordement du liquide. Dans les autres cas : appliquer largement la solution à l'aide d'une compresse sur la blessure souillée et renouveler l'opération pour assurer un contact minimum de 10 minutes avec le principe actif du produit.
<b>Entretien</b>	Ne pas conserver une fois ouvert.
<b>Classification</b>	Non concerne
<b>Format</b>	Liquide
<b>Partie du corps</b>	
<b>Référence fabricant (MPN)</b>	1834S