



[Fiche technique]

Attelle Ferno en pu à dépression bras/jambe ancienne génération

Réf. 100910 - 100920 - 100930

Choisissez la partie du corps: bras ou jambe. Toile polyester enduite PU. Dépression max -800 hPa.

Attelle a depression avec billes en vrac pour une pose optimale et facile.

L'attelle à dépression en PU FERNO sont :

- Particulièrement souples pour une excellente maniabilité,
- Résistantes pour d'une très grande solidité.
- Sangles amovibles avec attache rapide sont particulièrement pratiques pour pouvoir bien nettoyer votre attelle à dépression.
- Radio-transparent permettant d'être compatible aux IRM et scanners.
- Vanne ¼ de tour.
- Dépression max -800 hPa.
- Etiquette d'identification sous film plastique avec numéro individuel.
- Coloris : extérieur en bleu brillant et intérieur en bleu mat.

Où acheter attelle ferno?

Sur SMSP, bien évidemment.

Pour acheter une attelle ferno sur SMSP.fr, voici comment procéder :

- 1. Visitez le site SMSP.fr : Allez sur SMSP.fr pour accéder à notre boutique en ligne.
- 2. Recherche du produit : Utilisez la barre de recherche du site et tapez "attelle ferno" pour trouver le produit spécifique. N'oubliez pas d'accepter les cookies pour que la barre de recherche fonctionne.
- 3. Sélectionnez le produit : Une fois l'attelle ferno trouvée, cliquez sur le produit pour voir les détails, les spécifications, et le prix.
- 4. Ajoutez au panier : Si le produit correspond à ce que vous cherchez, ajoutez-le à votre panier.
- 5. Finalisez l'achat : Suivez les instructions pour finaliser l'achat, y compris l'ajout de vos informations de livraison et de paiement.



Découvrez notre gamme complète d'attelle a depression.

Informations complémentaires

Dépression max -800 hPa.

Température d'utilisation : -30°C à +70°C.

Rétractation maximale : 1% dans la longueur 3% dans la largeur.

Caractéristiques techniques

Ferno Marque

Couleur Coloris bleu brillant pour la toile externe et bleu mat pour la partie interne.

Matière Toile polyester enduite PU.

Billes en polystyrène.

Garantie

Classification Dispositif médical de Classe 1

Partie du corps Avant-bras, Bras, Jambe

Quelle fonctionnalité recherchez vous?

Souple

Quelle configuration du produit recherchez-vous? A l'unité

Accessoires et

Réf. 100999 - Kit de réparation PU pour attelles et matelas à dépression DMT

Consommables Réf. 246210 - Sac de transport pour attelles à dépression

Références

Réf. 100920 Attelle à dépression bras FERNO en PU

Dimensions : Longueur 70 cm Largeur sup 48 cm Largeur inf 32 cm

Modèle : 3 sangles Poids: 510 g