



[Fiche technique]

## Capteur SPO2 réutilisable pour oxymètre de pouls

Réf. 293157 - 293158 - 280007 - 422178

Capteurs réutilisables compatibles avec l'oxymètre de pouls Spectro 2 et le moniteur multiparamétrique Innocare'S.

Capteur saturomètre de différentes tailles pour s'adapter à la morphologie du patient.

Les [capteurs SPO2](#) réutilisables compatibles avec l'oxymètre de pouls Spectro 2 et le moniteur multiparamétrique Innocare'S offrent une solution fiable pour la surveillance continue de la saturation en oxygène dans le sang et de la fréquence cardiaque dans divers environnements médicaux. Voici les caractéristiques spécifiques de ces capteurs :

- **Compatibilité:** Conçus spécifiquement pour être utilisés avec l'oxymètre de pouls Spectro 2 et le moniteur multiparamétrique Innocare'S, ces capteurs garantissent une intégration fluide et une mesure précise des paramètres vitaux.
- **Variété de tailles:** Disponibles en différentes tailles, les capteurs SPO2 réutilisables s'adaptent à la morphologie du patient, ce qui garantit un ajustement confortable et une mesure précise quel que soit l'âge ou la taille du patient. Les tailles disponibles comprennent :
  - Capteur néonatal : pour les patients de moins de 3 kg.
  - Capteur nourrisson : pour les patients de 3 à 15 kg.
  - Capteur pédiatrique : pour les patients de 15 à 45 kg.
  - Capteur adulte : pour les patients de plus de 45 kg.
- **Confort et sécurité:** Les capteurs sont conçus avec des matériaux doux et non irritants pour assurer le confort du patient pendant une utilisation prolongée. De plus, ils sont équipés de mécanismes de fixation sécurisés pour maintenir le capteur en place de manière fiable.
- **Réutilisabilité et durabilité:** Ces capteurs sont conçus pour être réutilisables, ce qui les rend économiques et respectueux de l'environnement. Leur construction durable garantit une performance fiable même après plusieurs utilisations et nettoyages.

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	Réutilisable
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Normes et Certification</b>	DM de classe 2a
<b>Étanche</b>	Non


## Références

<b>Réf. 293157</b>	Capteur BCI pour oxymètre de pouls - SPECTRO confort néonatal Modèle : Patient de - 3 kg
<b>Réf. 293158</b>	Capteur BCI pour oxymètre de pouls - SPECTRO confort nourrisson Modèle : Patient de 3 à 15 kg
<b>Réf. 422178</b>	Capteur oreille pour oxymètre de pouls BCI - SPECTRO réutilisable Modèle : Patient de +15 kg

## Photos



Capteur SPO2 réutilisable pour oxymètre de pouls



Capteur SPO2 réutilisable pour oxymètre de pouls



Capteur SPO2 réutilisable pour oxymètre de pouls



Capteur SPO2 réutilisable pour oxymètre de pouls



Capteur SPO2 réutilisable pour oxymètre de pouls