



[Fiche technique]

Chaise portoir d'ambulance Saver S-240

Réf. 503300

Chaise portoir ambulancier 2roues avec poignées télescopique conforme à la norme EN 1865

Chaise portoir ambulance et d'évacuation d'une structure en aluminium avec une toile démontable en vinyle de couleur bleu. Elle est équipée de 2 poignées arrière repliables et 2 poignées avant télescopiques mais également d'un repose-pieds et de 2 roues situées à l'arrière.

Chaise ambulance de grande solidité, sa toile peut supporter une charge maximale de 159 kg.

Pratique, ce dispositif peut être pliée et dépliée facilement et rapidement en 2 secondes d'une seule main avec un simple mouvement.

Sécuritaire, cette chaise dispose d'une sécurité anti-pliage permettant d'éviter tout pliage lors de son utilisation.

Informations complémentaires

Toile démontable par fermeture éclair.


Caractéristiques techniques

Marque	Ferno
Dimensions	(hxlxp) Dépliée 92 x 53 x 74 cm avec poignées pliées. Pliée 92 x 53 x 17 cm. Assise (lxp) 43 x 42 cm hauteur assise 48 cm. Dossier (Lxl) 46 x 43 cm. ø roues arrière 120 mm
Caractéristiques produit	Dimensions (hxlxp) Dépliée 92 x 53 x 74 cm avec poignées pliées. Pliée 92 x 53 x 17 cm. Assise (lxp) 43 x 42 cm hauteur assise 48 cm. Dossier (Lxl) 46 x 43 cm. ø roues arrière 120 mm
Couleur	Bleu
Conforme 10g	Non
Matière	Structure en aluminium anodisé avec toile en vinyle bleu enduit anti-feu M1. Sangles en nylon.
Unité de vente	A l'unité
Poids	9 kg
Charge maximale admissible	159 kg testé à 250 kg
Livré avec	3 sangles de maintien patient noires avec boucles plastique (Livrées montées)
Normes et Certification	EN 1865.
Entretien	Nettoyage à l'eau chaude à 40 °C avec du savon. Rincer et sécher à l'aide d'un chiffon.
Classification	Dispositif medical de classe 1
Partie du corps	
Code SH	9402900000
Référence fabricant (MPN)	60-0110-001

Photos



chaise portoir en 1865 avec 2 roues et charge maximum de 250kg




chaise portoir dimension



chaise portoir avec 3 sangles



nettoyage de la chaise portoir



rangement facile de la chaise portoir pliable