



[Fiche technique]

Clé magnétique de déverrouillage

Réf. 503968

CONTENTION

Clé magnétique de déverrouillage Trevira CS®

VENTE EXCLUSIVE AUX PROFESSIONNELS DE SANTE titulaires d'une immatriculation RPPS

VENTE EXCLUSIVE AUX PROFESSIONNELS titulaires d'une immatriculation RPPS.

En préambule, veuillez noter que la vente de ce type de produits est exclusivement destinée à des professionnels de santé possédant une immatriculation RPPS. Nous rappelons que la contention physique, en France, est strictement encadrée par un cadre juridique et réglementaire:

- LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (Source: [Légifrance](#))
- Article L3222-5-1 , Code de la santé publique (Source: [Legifrance](#))

Utilisés dans le milieu de la santé, les fermetures sécurisées à verrouillage magnétique sont inviolables. Ainsi, la clé magnétique est indispensable pour déverrouiller les fermetures magnétiques.

La clé magnétique de déverrouillage est un accessoire indispensable pour ouvrir les attaches poignet et autres dispositifs de contention équipés de fermetures sécurisées à verrouillage magnétique. Utilisée principalement dans le milieu de la santé, cette clé garantit un déverrouillage rapide et sécurisé, assurant ainsi la gestion efficace des patients nécessitant une immobilisation.

Caractéristiques principales de la clé magnétique de déverrouillage

- Utilisation médicale : Conçue pour déverrouiller les attaches poignet et les fermetures magnétiques des dispositifs de contention
- Sécurité maximale : Les fermetures sécurisées à verrouillage magnétique sont inviolables sans cette clé
- Simplicité d'utilisation : Il suffit de positionner la clé magnétique sur le bouton de [l'attache poignet](#) ou de l'attache taille pour déverrouiller le dispositif
- Accessoire indispensable : Permet une gestion rapide et sécurisée des systèmes de contention

Fiabilité et sécurité de la clé magnétique de déverrouillage

Cette clé magnétique assure une ouverture fiable et rapide des attaches poignet et autres systèmes de contention, garantissant ainsi la sécurité des patients et du personnel soignant. Son fonctionnement simple mais efficace en fait un outil essentiel dans les établissements de santé, où la rapidité et la sécurité sont primordiales.

Utilisation et praticité de la clé magnétique de déverrouillage

Idéale pour les hôpitaux, les cliniques et les soins à domicile, la clé magnétique de déverrouillage facilite la gestion des attaches poignet et autres dispositifs de contention magnétique. Elle permet un déverrouillage rapide, tout en assurant que seules les personnes autorisées peuvent retirer les attaches, évitant ainsi toute manipulation non désirée.

Pourquoi choisir cette clé magnétique ?

- Indispensable pour déverrouiller les attaches poignet et attaches taille
- Facile d'utilisation : Un simple positionnement sur le bouton pour ouvrir l'attache
- Utilisation sécurisée : Empêche toute ouverture non autorisée
- Accessoire essentiel pour les établissements de santé utilisant des dispositifs de contention magnétique
- Fiabilité et durabilité assurées

En quête d'une [attache magnetique](#) ? Nous l'avons en stock sur [smsp.fr](#).

Caractéristiques techniques

Couleur	Bleu
Conforme 10g	Non
Unité de vente	A l'unité
Entretien	Nettoyage en surface uniquement.
Classification	Dispositif medical de classe 1
Partie du corps	
Référence fabricant (MPN)	BCF4500
Etanche	Non

Photos



CONTENTION

Clé magnétique de déverrouillage