



[Fiche technique]

Clé pédiatrique pour défibrillateur Philips FRX

Réf. 270722

Compatible avec le défibrillateur PHILIPS Heartstart FRx

Permet l'utilisation des électrodes sur les enfants de moins de 25 kg

Le défibrillateur réduit le choc de défibrillation à la morphologie des enfants

- Compatible avec le défibrillateur PHILIPS Heartstart FRx.
- Facile à mettre en place :
 - Il suffit simplement d'insérer la clé pédiatrique dans la fente dédiée sur le défibrillateur pour indiquer une défibrillation sur un nourrisson, un enfant âgé de moins de 8 ans ou dont le poids est inférieur à 25 kg.
- Défibrillation et RCP optimales et adaptées :
 - La défibrillation pédiatrique permet à l'appareil de délivrer une puissance uniquement jusqu'à 50 joules et adapter les directives d'aides à la RCP pour les petits enfants.
- Pratique :
 - La clé illustre le positionnement des électrodes défibrillateur sur l'enfant.
- Découvrez notre [gamme complète d'électrodes défibrillateur](#).

Caractéristiques techniques

Marque	Philips
Dimensions	(LxIxp): 16 x 6 x 0,5 cm
Couleur	Crème, Bleu Marine, Bleu Clair
Conforme 10g	Non
Unité de vente	A l'unité
Poids	29 g
Normes et Certification	Dispositif médical Classe 2b
Classification	Dispositif médical de classe 1
Partie du corps	
Référence fabricant (MPN)	PHI008