



[Fiche technique]

## Echarpe triangulaire d'immobilisation non-tissé - Lot de 15

Réf. 304841



**LOT**

**15**

Echarpe triangulaire en non-tissé permettant de maintenir la ou les parties du membre supérieur (épaule, avant-bras, bras, poignet ou main).

Cette écharpe oblique permet une immobilisation rapide, convenant parfaitement pour les interventions de premiers secours.

Outre d'immobiliser les mouvements du membre traumatisé, l'écharpe contre écharpe limite la douleur et minimise les complications.

Conditionnée sous sachet individuel, l'écharpe oblique d'épaule peut se glisser facilement dans une trousse de secours.

Vous recherchez une [echarpe pompier](#) ? Profitez de notre large choix sur [smsp.fr](http://smsp.fr).

## Caractéristiques techniques

<b>Dimensions</b>	96 x 96 x 136 cm - épaisseur moins de 1 mm
<b>Caractéristiques produit</b>	Dimensions : 96 x 96 x 136 cm - épaisseur moins de 1 mm
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	En non-tissé. Sans latex.
<b>Unité de vente</b>	A l'unité (sous emballage individuel)
<b>Poids</b>	10 g
<b>Tailles disponibles</b>	Taille unique
<b>Normes et Certification</b>	Dispositif médical de classe 1
<b>Classification</b>	Se reporter aux composants
<b>Partie du corps</b>	
<b>Code SH</b>	3005905000
<b>Référence fabricant (MPN)</b>	304841
<b>Quelle fonctionnalité recherchez vous?</b>	Souple
<b>Quel age a la victime que vous souhaitez transférer?</b>	Adulte
<b>Quelle configuration du produit recherchez-vous?</b>	en lot
<b>Étanche</b>	Non

## Photos




lot de 15 écharpe contre écharpe non tissé pour fracture



comment installer une écharpe triangulaire



application écharpe contre écharpe



écharpe contre écharpe utilisation