



[Fiche technique]

Marteau réflexe - Modèle Babinsky

Réf. 291040

Fonction: sémiologie des 7 réflexes ostéo-tendineux: bicipital, tricipital, rotulien, achilléen, plantaire, stylo-radial, cubito-pronateur

Longueur 25cm

Marteau reflexe dit "Babinsky" pour tester les réflexes des patients.

Marteau Babinski avec 2 positions.

Marteau reflexe Babinski dotée d'une manche avec une pointe sur la vis.

Caractéristiques techniques

Dimensions	Longueur : 25 cm
Couleur	Noir, Blanc, Gris
Conforme 10g	Non
Matière	Acier Caoutchouc
Unité de vente	A l'unité
Instructions d'utilisation	La percussion doit être brève et franche et réalisée sur un muscle relâché. La réaction du patient doit consister en une contraction involontaire unique.
Classification	Dispositif medical de classe 1
Partie du corps	
Référence fabricant (MPN)	SKG-0788-22