



[Fiche technique]

## Oxymètre de pouls professionnel MD300M

Réf. 255005

**Oxymètre de pouls professionnel fiable et compact pour milieu clinique et hospitalier.**

**Robuste et très facile d'utilisation grâce à son système de menu.**

**Très grande capacité de stockage : 72h.**

- Oxymètre de pouls professionnel fiable destiné à la surveillance continue de la saturation en oxygène (spO2) et les fréquences pulsatives chez l'adulte, l'enfant, l'adolescent et le nourrisson.
- Idéal pour tous les professionnels de santé souhaitant relever facilement et rapidement la saturation en oxygène et le rythme cardiaque de leurs patients.
- L'[oxymètre de pouls](#) est utilisé de manière générale sur des patients souffrant de pathologies cardiaques, d'insuffisance respiratoire, ou d'étourdissements. Il peut également servir pour surveiller le rythme cardiaque d'un patient grâce à un simple doigtier.
- Très facile d'utilisation :
  - L'écran haute résolution de 2,8 " de l'oxymètre de pouls affiche simultanément : SpO<sub>2</sub>, PR, PI, forme d'onde et barre de pouls. Cela assure une lecture rapide avec un affichage immédiat des résultats.
  - Vous pouvez sélectionner les fonctions dont vous avez besoin en utilisant simplement les flèches du menu.
- Les nombreuses fonctionnalités de l'oxymètre de doigt MD300M :
  - Indicateur de batterie et système d'alarmes sonores et visuels réglables
  - Rétroéclairage et voix réglables
  - Configuration 127 ID; 72 heures de stockage et d'examen des données
  - Logiciel MedView pour l'analyse des données
  - Possibilité de se connecter à un pc pour l'examen des données
  - USB ou Bluetooth 2.0 (en option) pour la transmission de données
  - Multi-langue (Menu): anglais, français, allemand, espagnol, italien, japonais, russe et chinois

## Informations complémentaires

Conditions de stockage : -20 ° C ~ + 70 ° C et 93% d'humidité.

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	ChoiceMMed
<b>Dimensions</b>	(Lxlxh) 12,5 x 6,0 x 3,0 cm
<b>Caractéristiques produit</b>	
<b>Couleur</b>	Blanc, Gris
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	
<b>Unité de vente</b>	A l'unité
<b>Poids</b>	195 g (sans les piles)
<b>Livré avec</b>	3 piles AA ; 1 manuel d'instruction ; 1 capteur pour doigt adulte ; câble de transmission USB
<b>Garantie</b>	1 an
<b>Indice de protection</b>	IP x1
<b>Instructions d'utilisation</b>	Ne doit pas être utilisé pendant le transport du patient Fixer le capteur sur le doigt du patient ; appuyer et maintenir le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer l'appareil Après quelques secondes, les mesures s'affichent sur l'écran
<b>Entretien</b>	Retirer les piles si l'oxymètre ne fonctionne pas pendant une longue période Nettoyer l'écran d'affichage à l'aide d'un chiffon doux et propre humidifié avec un nettoyant pour vitres Nettoyer la surface extérieure de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux imbibé avec le nettoyant Sécher avec un chiffon sec après le nettoyage si nécessaire
<b>Classification</b>	Dispositif medical de classe 2b
<b>Autres options disponibles</b>	Base en option sur demande, nous consulter
<b>Partie du corps</b>	
<b>Code SH</b>	9018191000
<b>Étanche</b>	Non
<b>Accessoires et Consommables</b>	Réf. 255007 - Capteur SPO <sup>2</sup> pédiatrique pour oxymètre MD300M Réf. 255006 - Capteur SPO <sup>2</sup> adulte pour oxymètre MD300M

## Photos



oxymètre saturomètre pour surveillance continue du bpm et spo2 avec capteur de doigt changeable



poids et dimension oxymètre de pouls



composition oxymètre saturomètre