



[Fiche technique]

Faux sang épais Maqpro - 125ml

Réf. 333302

Réalisez une simulation de blessures avec le faux sang épais 125mL

- Faux sang épais adapté pour le maquillage de secourisme et la réalisation de simulation de blessures.
- Le sang artificiel épais convient pour réaliser un maquillage servant à reproduire :
 - un écoulement lent du sang (à poser à l'aide d'un compte-gouttes ou directement sur la peau)
 - l'aspect du sang coagulé (dans ce cas, laisser sécher à l'air libre entre 5 et 10 min.)
- Rapide à utiliser : pas besoin de le diluer.
- Pratique : nettoyage à l'eau froide aussi bien sur les textiles que sur la peau. Ne tâche pas.
- Haute tolérance : adapté à une utilisation sur la peau.
- Formulation dite "alimentaire" : peut être appliqué dans la bouche et avec la peau.
- Découvrez notre large gamme de [maquillage formation secourisme](#).

Retrouvez chaque thématique associée à la la formation secourisme sur notre site SMSP.fr :

Formation PSC1

- La protection
- L'alerte
- L'obstruction des voies aériennes
- PLS et perte de connaissance
- L'arrêt cardiaque
- Les malaises
- Le soin des plaies
- Les brûlures
- Les traumatismes

Formation PSE1

- Le cadre réglementaire et juridique
- L'évaluation de la situation et la mise en sécurité
- Les bilans
- L'obstruction des voies aériennes avancée
- L'oxygénothérapie
- L'[hémorragie externe](#)
- Les immobilisations

- Les techniques de relevage en prompt secours et le brancardage

Informations complémentaires

Sans parabène.

Prêt à l'emploi. Produit alimentaire, se nettoie à l'eau.

Très réaliste : il a la couleur du sang.

Caractéristiques techniques

Marque	Maqpro
Couleur	Rouge Sang
Volume	Flacon de 125 ml
Conforme 10g	Non
Unité de vente	A l'unité
Normes et Certification	76/768/CEE.
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Référence fabricant (MPN)	2002/E

Photos



Faux sang épais Maqpro - 125