



[Fiche technique]

## Faux sang normal Maqpro - 500

Réf. 333308

**Faux sang adapté pour le maquillage de secourisme et la réalisation de simulation de blessures.**

### Contenance 500

- Faux sang adapté pour le maquillage de secourisme et la réalisation de simulation de blessures.
- Le sang artificiel normal convient pour réaliser un maquillage servant à reproduire :
  - une blessure suite à un impact de balle (facile à appliquer, s'imbibera facilement notamment sur un tissu fin)
  - une blessure récente (pour simuler un écoulement sanguin standard)
- Couleur du sang très réaliste
- Prêt à l'emploi, pas de dilution (au risque de perdre de ses propriétés).
- Très pratique à utiliser et à nettoyer : s'enlève facilement à l'eau froide aussi bien sur les textiles que sur la peau.
- Haute tolérance cutanée.
- Formulation dite "alimentaire" : sans danger pour la santé et peut être appliqué dans la bouche.
- Découvrez notre gamme complète de [maquillage secourisme](#).

## Informations complémentaires

Démaquillage sur la peau à l'eau froide

En cas de simulation de tâche de sang sur les vêtements, nettoyer à l'eau froide sans détergent.

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Maqpro
<b>Caractéristiques produit</b>	<p>Le sang artificiel est catégorisé "Alimentaire", il peut sans danger se mettre au contact de la peau, voire même dans la bouche.</p> <p>Il doit pas être dilué sous risque de perdre ses propriétés. Et il ne doit pas être mis au contact des yeux.</p>
<b>Couleur</b>	Rouge Sang
<b>Volume</b>	Bouteille de 500 ml
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	Eau, polyvinylpyrrolidone, phénoxyéthanol, sulfate de sodium, chlorphénésine, glycérine.
<b>Unité de vente</b>	A l'unité
<b>Classification</b>	Non concerne
<b>Partie du corps</b>	
<b>Référence fabricant (MPN)</b>	2003/N

## Photos



Faux sang normal Maqpro - 500