



[Fiche technique]

Faux sang normal Maqpro - 500

Réf. 333308

Faux sang adapté pour le maquillage de secourisme et la réalisation de simulation de blessures.

Contenance 500

- Faux sang adapté pour le maquillage de secourisme et la réalisation de simulation de blessures.
- Le sang artificiel normal convient pour réaliser un maquillage servant à reproduire :
 - une blessure suite à un impact de balle (facile à appliquer, s'imbibera facilement notamment sur un tissu fin)
 - une blessure récente (pour simuler un écoulement sanguin standard)
- Couleur du sang très réaliste
- Prêt à l'emploi, pas de dilution (au risque de perdre de ses propriétés).
- Très pratique à utiliser et à nettoyer : s'enlève facilement à l'eau froide aussi bien sur les textiles que sur la peau.
- Haute tolérance cutanée.
- Formulation dite "alimentaire" : sans danger pour la santé et peut être appliqué dans la bouche.
- Découvrez notre gamme complète de [maquillage secourisme](#).

Informations complémentaires

Démaquillage sur la peau à l'eau froide

En cas de simulation de tâche de sang sur les vêtements, nettoyer à l'eau froide sans détergent.

Caractéristiques techniques

Marque	Maqpro
Caractéristiques produit	<p>Le sang artificiel est catégorisé "Alimentaire", il peut sans danger se mettre au contact de la peau, voire même dans la bouche.</p> <p>Il doit pas être dilué sous risque de perdre ses propriétés. Et il ne doit pas être mis au contact des yeux.</p>
Couleur	Rouge Sang
Volume	Bouteille de 500 ml
Conforme 10g	Non
Matière	Eau, polyvinylpyrrolidone, phénoxyéthanol, sulfate de sodium, chlorphénésine, glycérine.
Unité de vente	A l'unité
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Référence fabricant (MPN)	2003/N

Photos



Faux sang normal Maqpro - 500