



[Fiche technique]

Sérum physiologique stérile 250 ml - Boite de 12

Réf. 303780

Lavage des plaies et brûlures.

Convient pour l'irrigation et le lavage lors d'interventions chirurgicales.

- Solution de sérum physiologique (0,9%) utilisée pour l'irrigation et le nettoyage des plaies et des brûlures.
- Elle est également préconisée pour le lavage lors des interventions chirurgicales.
- Récipient transparent afin de pouvoir visualiser la solution contenue.
- Non pyrogène et sans latex ni phtalates.

Informations complémentaires

Flacon en polypropylène, inerte et translucide.

Sans latex, sans phtalates et sans produit d'origine animale ou biologique.

Délai de péremption : 5 ans.

Caractéristiques techniques

Marque	B. Braun Medical
Caractéristiques produit	Flacon en polypropylène, inerte et translucide. Sans latex, sans phtalates et sans produit d'origine animale ou biologique. Délai de péremption : 5 ans.
Stérile	Stérile
Conforme 10g	Non
Unité de vente	Boîte de 12 flacons
Normes et Certification	Dispositif médical de casse 2a
Classification	Dispositif medical de classe 2a
Format	Liquide
Partie du corps	

Photos



303780-Sérum physiologique
bouteille 250 ml