



[Fiche technique]

Matériel pédagogique PSC plaie et fracture main

Réf. 333029

Fausse plaie - Fracture ouverte

- Maquillage blessure simulant une fracture ouverte du poignet. Réalisée dans un matériau souple avec des bordures fines et transparentes.
 - Pas de perte de temps à la préparation : seulement 1 minute pour l'appliquer.
 - Longue tenue : de 6 à 8 heures
 - Maquillage SST et PSC1 réutilisable. Résiste à l'eau.
 - Découvrez notre gamme complète de [kit maquillage secourisme](#).
- La fausse plaie réaliste - fracture ouverte main (maquillage secourisme) peut être étudiée dans la rubrique suivante de la formation PSC (Prévention et Secours Civiques) :

Thème : Les traumatismes

Sous-rubrique : Les plaies et les fractures

Objectifs pédagogiques :

1. Reconnaître une fracture ouverte :

- Identifier les signes cliniques d'une fracture (os apparent, déformation, douleur intense, hémorragie possible).
- Comprendre les risques associés, comme l'hémorragie et l'infection.

2. Appliquer les gestes de premiers secours :

- Protection de la plaie (compresse stérile).
- Immobilisation adaptée (à l'aide d'attelles ou d'un maintien manuel).
- Surveillance de l'état de la victime (douleur, saignement, état de choc).

3. Simulation réaliste :

- Utiliser le [maquillage de secourisme](#) pour recréer une fracture ouverte tibiale avec fausse plaie et faux sang.
- Proposer des exercices pratiques pour tester la réaction des apprenants face à une situation stressante et réaliste.

Caractéristiques techniques

Marque	Maqpro
Utilisation	Réutilisable
Conforme 10g	Non
Matière	Eau, glycérine, gélatine, sorbitol, sucrose, pectine, acide citrique, acide sorbique, huile végétale hydrogénée, nitrate de magnésium, mélange de Méthylchloroisothiazolinone et de Methylisothiazolinone avec du chlorure de magnésium et du nitrate de magnésium.
Unité de vente	A l'unité
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Référence fabricant (MPN)	PR01
Etanche	Non