



[Fiche technique]

Fausse plaie intérieure - Fracture non ouverte Bras / Avant bras / Clavicule

Réf. 333024

- Maquillage blessure simulant une fracture sans plaie ouverte.
- 1 minute suffit pour mettre en place cette simulation de fracture.
- Maquillage SST et PSC1 waterproof et réutilisable.
- Tenue longue durée de 6 à 8 heures.

Caractéristiques techniques

Marque Maqpro

Utilisation Réutilisable

Conforme 10g Non

Matière Eau, glycérine, gélatine, sorbitol, sucrose, pectine, acide citrique, acide sorbique, huile végétale

hydrogéné, nitrate de magnésium, mélange de Méthylchloroisothiazolinone et de Methylisothiazolinone avec du chlorure de magnésium et du nitrate de magnésium.

Unité de vente A l'unité

Classification Non concerne

Partie du corps