



[Fiche technique]

## Fausse plaie intérieure - Fracture non ouverte Bras / Avant bras / Clavicule

Réf. 333024

- Maquillage blessure simulant une fracture sans plaie ouverte.
- 1 minute suffit pour mettre en place cette simulation de fracture.
- Maquillage SST et PSC1 waterproof et réutilisable.
- Tenue longue durée de 6 à 8 heures.

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Maqpro
<b>Utilisation</b>	Réutilisable
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	Eau, glycérine, gélatine, sorbitol, sucrose, pectine, acide citrique, acide sorbique, huile végétale hydrogénée, nitrate de magnésium, mélange de Méthylchloroisothiazolinone et de Methylisothiazolinone avec du chlorure de magnésium et du nitrate de magnésium.
<b>Unité de vente</b>	A l'unité
<b>Classification</b>	Non concerne
<b>Partie du corps</b>	
<b>Référence fabricant (MPN)</b>	PR06